

弹性着衣

ストッキングおよびパンティストッキング



採寸方法

- ・長さの計測はすべて縦軸に対して直角（垂直）に行ってください。
- ・患者さんの体調にもよりますが、可能な場合には、すべての長さは立位姿勢にて計測または確認することを推奨します。
- ・最適な圧力分散および解剖学的フィットを得られるために、足先斜め加工をを推奨します。
- ・2枚の弹性着衣を組み合わせて着用する場合は、つま先部分とストッキングは6 cm以上重なっている必要があります。

周径の計測

- ・周径の計測は、脚を環状に真っ直ぐ測ります。皮膚のシワやくぼみがある部位での計測は行いません。
- ・症状によっては、やや張力をかけて測ります。
- ・可能な場合には、cA点および太腿計測は立位姿勢にて行うことを推奨します。

