

下肢

Juzo ダイナミック

販売名：Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号：13B3X1025500008

配合糸：ポリアミド、スパンデックス
※ボディーパーツ「アーモンド」のみは
ポリアミド、スパンデックス、ビスコース

取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	取 JDAGBPR1A	取 JDAGBPL1A
	S(2)	取 JDAGBPR2A	取 JDAGBPL2A
	M(3)	取 JDAGBPR3A	取 JDAGBPL3A
	L(4)	取 JDAGBPR4A	取 JDAGBPL4A
	XL(5)	取 JDAGBPR5A	取 JDAGBPL5A
ブラックペッパー 	XS(1)	取 JDAGBPR1B	取 JDAGBPL1B
	S(2)	取 JDAGBPR2B	取 JDAGBPL2B
	M(3)	取 JDAGBPR3B	取 JDAGBPL3B
	L(4)	取 JDAGBPR4B	取 JDAGBPL4B
	XL(5)	取 JDAGBPR5B	取 JDAGBPL5B
② 丈		ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス (ストッキング)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)	
④ 圧迫クラス (ボディーパーツ)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥13,900 (税抜) ¥15,290 (税込) 1本	¥13,900 (税抜) ¥15,290 (税込) 1本
⑤ オプション	つま先あり (t)	¥1,173 (税抜) ¥1,290 (税込)	¥1,173 (税抜) ¥1,290 (税込)
	カスタムボディーパーツ (c) (色、ウエストの周径値を指定していただく 必要があります)	¥9,400 (税抜) ¥10,340 (税込)	¥9,400 (税抜) ¥10,340 (税込)



ダイナミック ボディーパーツ付き 片脚ストッキング

既製品のボディーパーツのカラーは「アーモンド」のみになります。

ブラックペッパーおよびその他のカラーの場合はカスタムボディーパーツをお選びいただく必要があります。カラーについては総合カタログの最後のページをご参照ください。

ストッキングの生地は「ダイナミック」ですが、ボディーパーツの生地は平編みの「エキスパート」になります。

ボディーパーツとストッキングを別々の既製品サイズでご注文も可能です。ボディーパーツサイズXS(1)~XL(5)を基礎製品番号のカラー(A/B)の前にサイズの数字を入れてください(追加料金無し)。

例：M(3)の場合 ↓

JDAGBPR23A+丈+圧+オプション

カスタムボディーパーツの場合はウエストの周径を計測してご注文時にお伝えください。丈は既製品およびカスタム品両方とも23cmになります。

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス (ストッキング) + ④圧迫クラス (ボディーパーツ) + ⑤オプション (ご希望の場合)

例： JDAGBPR2A521tc (「ダイナミック」「ボディーパーツ付き片脚ストッキング 右脚」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「ストッキング圧迫クラス2」「ボディーパーツ圧迫クラス1」「つま先あり」「カスタムボディーパーツ」)
※備考欄などにカスタムボディーパーツの周径、例：「103cm」

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)
丈 ℓG (AG) ノーマル(N) 72.0-83.0 ショート(S) 66.0-72.0	ウエスト	80.0-90.0	90.0-100.0	100.0-110.0	110.0-120.0	120.0-135.0
	cG 股下	43.0-56.0	47.0-62.0	49.0-66.0	55.0-73.0	59.0-77.0
	cF 大腿中央	43.0-53.0	47.0-59.0	49.0-63.0	55.0-70.0	59.0-74.0
	cE 膝	28.0-34.0	30.0-37.0	33.0-41.0	35.0-43.0	37.0-44.0
	cD 膝下	25.0-30.0	27.0-33.0	30.0-36.0	33.0-39.0	35.0-41.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0-34.0	29.0-37.0	33.0-41.0	36.0-45.0	39.0-47.0
	cB1 すね	24.0-26.0	25.0-29.0	27.0-33.0	31.0-36.0	34.0-39.0
	cB 足首	18.0-20.0	20.0-22.0	22.0-24.5	24.5-27.0	27.0-30.0
	cY かかと	26.5-30.5	29.5-32.5	31.5-35.0	34.0-37.5	36.5-41.0
	cA 足背	17.5-22.0	19.5-24.0	21.5-26.5	24.0-29.0	26.5-33.0

ボディーパーツの丈は23cmになります。

