

下肢

Juzo ダイナミック

販売名：Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号：13B3X1025500008

配合糸：ポリアミド、スパンデックス

= 取り寄せ品



ペアベルト
左右同一仕様セット
新発売

丸編み	タイプ	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング ペアベルト
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAGBR1A	JDAGBL1A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR1A
	S(2)	JDAGBR2A	JDAGBL2A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR2A
	M(3)	JDAGBR3A	JDAGBL3A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR3A
	L(4)	JDAGBR4A	JDAGBL4A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR4A
	XL(5)	<input type="checkbox"/> JDAGBR5A	<input type="checkbox"/> JDAGBL5A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR5A
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> JDAGBR6A	<input type="checkbox"/> JDAGBL6A	<input type="checkbox"/> JDAGBLR6A
ブラックペッパー 	XS(1)	<input type="checkbox"/> JDAGBR1B	<input type="checkbox"/> JDAGBL1B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR1B
	S(2)	<input type="checkbox"/> JDAGBR2B	<input type="checkbox"/> JDAGBL2B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR2B
	M(3)	<input type="checkbox"/> JDAGBR3B	<input type="checkbox"/> JDAGBL3B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR3B
	L(4)	<input type="checkbox"/> JDAGBR4B	<input type="checkbox"/> JDAGBL4B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR4B
	XL(5)	<input type="checkbox"/> JDAGBR5B	<input type="checkbox"/> JDAGBL5B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR5B
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> JDAGBR6B	<input type="checkbox"/> JDAGBL6B	<input type="checkbox"/> JDAGBLR6B
② 丈		<input type="checkbox"/> ノーマル(N)、 <input type="checkbox"/> ショート(S)		
③ 圧迫クラス		<input type="checkbox"/> 1 (18-21mmHg) / <input type="checkbox"/> 2 (23-32mmHg) / <input type="checkbox"/> 3 (34-46mmHg)		
価格 入数		¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本	¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本	¥ 19,200 (税抜) ¥ 21,120 (税込) 2本(左右セット)
④ オプション <input type="checkbox"/> つま先あり (t)		¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 2,346 (税抜) ¥ 2,580 (税込)



ダイナミック
ベルト付き
片脚ストッキング



ダイナミック
ベルト付き
片脚ストッキング
ペアベルト
(左右同一仕様セット)

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： **JDAGBR2A52** (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング 右脚」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)

例： **JDAGBLR2BS2t** (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング ペアベルト左右セット」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
	ウエスト	80.5 - 90			90.5 - 100		
	丈 ℓG (AG)						
	ノーマル(N)	72.0 - 83.0					
	ショート(S)	66.0 - 72.0					
	cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
	cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0	
ℓZ 22.5 - 29.5 ℓA 15.0 - 21.0	CA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

腹部加圧帯状タイプの
ボディパーツ付き片脚
ストッキングもございま
す。(取り寄せ品)



詳細はぜひこちらを
ご覧ください

