

新発売

配合糸：ポリアミド、スパandex




平編み	タイプ	グローブ付きスリーブ マイクロシリコン付き	ミトン付きスリーブ マイクロシリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO1A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA1A
	S(2)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO2A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA2A
	M(3)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO3A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA3A
	L(4)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO4A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA4A
	XL(5)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO5A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA5A
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO6A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA6A
ブラックペッパー 	XS(1)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO1B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA1B
	S(2)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO2B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA2B
	M(3)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO3B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA3B
	L(4)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO4B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA4B
	XL(5)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO5B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA5B
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO6B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA6B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格 入数		¥19,800 (税抜) ¥21,780 (税込) 1枚	¥14,500 (税抜) ¥15,950 (税込) 1枚
③ マイクロシリコンすべり止め (m) ※標準タイプ。シリコンなしのタイプはございません。		追加料金なし	追加料金なし



シームレス
グローブ付き
スリーブ



シームレス
ミトン付き
スリーブ



【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②圧迫クラス + ③マイクロシリコンすべり止め

例： JAGO3A1m (「シームレス」「グローブ付きスリーブ」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス1」「マイクロシリコンすべり止め」)

例： JAGA2B2m (「シームレス」「ミトン付きスリーブ」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「圧迫クラス2」「マイクロシリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
① CG 40.0 - 47.0 ② CE 21.0 - 26.0	cG 腋窩	25.0 - 29.0	28.5 - 32.5	31.5 - 36.0	35.0 - 39.5	38.5 - 43.0	42.0 - 45.5
	cF 上腕部中央	24.5 - 27.0	26.5 - 30.0	29.0 - 33.0	32.0 - 36.0	35.0 - 38.0	37.0 - 40.0
	cE 肘	22.5 - 25.0	24.5 - 27.5	26.5 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0	33.0 - 36.0
	cD 前腕最大部	22.0 - 23.5	23.0 - 26.0	25.0 - 28.0	27.0 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0
	cC 手首	13.5 - 15.0	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0
	cB 親指水かき	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0
	cA 指の付け根	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0