

下肢

Juzo エキスパート既製品 / オーダーメイド


販売名: Juzo エキスパート既製品
医療機器届出番号: 13B3X10255000015
販売名: Juzo エキスパート特注品 (オーダーメイド)
医療機器届出番号: 13B3X10255000016

既製品

配合系: ポリアミド、スパンデックス、
ビスコース (アーモンドのみ)

取 = 取り寄せ品



平編み	タイプ	ストッキング シリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<input type="checkbox"/> JEAG1A
	S(2)	<input type="checkbox"/> JEAG2A
	M(3)	<input type="checkbox"/> JEAG3A
	L(4)	<input type="checkbox"/> JEAG4A
	XL(5)	<input type="checkbox"/> JEAG5A
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> JEAG6A
	② 丈	ノーマル(N)、ショート(S)
	③ 圧迫クラス	2 (23-32mmHg)
	価格 入数	¥22,300 (税抜) ¥24,530 (税込) 1足(2本)
	④ シリコンすべり止め (s) ※標準タイプ。シリコンなしの タイプはございません。	追加料金なし



シリコンすべり止め
大きいドット

- ・平編みとしての薄手の生地
- ・動きやすい
- ・しっかりした圧迫力

その他の形状や圧迫力やカラー、
または完全カスタムをご希望の
場合はこちらへ

【既製品の注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④シリコンすべり止め

例: **JEAG2AS2s** (「エキスパート」「ストッキング」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス2」「シリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)

	XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
丈 ℓG (AG)						
ノーマル(N)	72.0-83.0					
ショート(S)	66.0-72.0					
ℓA	17.0-19.0					
cG 股下	44.0-48.0	46.0-50.5	50.0-55.0	54.0-59.0	58.0-63.5	62.0-68.0
cF 大腿部 中央	41.0-45.0	42.5-46.5	45.5-50.0	48.5-53.0	51.5-56.5	54.5-59.5
cE 膝	30.0-33.0	32.5-35.5	35.5-39.0	38.5-42.0	41.5-45.5	44.5-48.5
cD 膝下	27.0-29.5	29.5-32.5	32.5-35.5	35.5-39.0	38.5-42.0	41.5-45.5
cC ふくらはぎ 最大部	29.0-31.5	31.5-34.5	34.5-37.5	37.5-41.0	40.5-44.5	43.0-47.0
cB1 すね	23.5-25.5	25.5-28.0	27.5-30.0	30.0-33.0	32.5-35.5	35.0-38.5
cB 足首	18.5-20.0	20.0-22.0	22.0-24.0	24.0-26.0	26.0-28.5	28.0-30.5
cY かかと	28.0-30.5	29.0-31.5	31.0-34.0	33.0-36.0	35.0-38.5	37.0-40.5
cA 足背	18.5-20.0	20.0-22.0	22.0-24.0	24.0-26.0	26.0-28.5	28.0-30.5

オーダーメイド

今までにないはき心地のよさと豊富なオプション

ウエストバンド

3種類の鼠径ラインの形状
8種類の標準カラー
6種類のトレンドカラー
バティック&ディップダイ
コレクション

膝屈曲加工

足関節シワ抑え加工

足先斜め加工

3種類のシリコンすべり止め
トリコット裏地
シリコン製/スポンジ製パッド
その他の様々なオプション

詳しくはこちらへ
計測手順の資料もあります



https://juzo.batelplus.jp/order_made/

製品詳細や計測方法については
セミナー(不定期)でご案内させて
いただきます。



2022-2023
トレンドカラー
「Petrol Boom」

1足入り

エキスパート オーダーメイド
パンティーストッキング

※その他の様々な形状もございます。