


特に夏に快適に過ごされる薄手の丸編みストッキング。  
標準カラー以外にトレンドカラー、ディップダイ、バティックコレクションもありますのでぜひお試しください！

- 通気性のよい、快適な薄手の生地
- 医療弾性ストッキングでありながら上品なデザイン
- 補強されている足裏のため優れた耐久性
- 柔らかいつま先による足先への負担軽減
- ファッションと治療効果の融合



製品情報	形状	AGストッキング シリコン付き つま先あり・なし	ATパンティストッキング つま先あり・なし
	サイズ	XS(1)~XXL(6)	
	カラー	標準カラー8色 + トrendカラー6色	
	丈	ノーマル(N) / ショート(S) / エクストラショート(X)	
	圧迫クラス	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
	価格	¥13,400 (税抜) ¥14,740 (税込)	¥15,000 (税抜) ¥16,500 (税込)
	入数	2本/箱	1足/箱

カラー	標準カラー									トレンドカラー 2022/2023					ディップダイ Collection		バティック Collection	
	Sugar	Sesame	Almond	Cinnamon	Cacao	Poppy seed	Blueberry	Black pepper	Yellow Wow	Petrol Boom	Purple Smash	Blue Wham	Grey Bam	Orange Pop	Poppy seed	Blueberry	Batik-black	Batik-white
	SU	SE	A	CI	CA	PS	BB	B	Yw	Pb	Ps	Bw	Gb	Op	PSD	BBD	+Bb	+Bw

※Juzoインスピレーションは取り寄せ品です。また、ディップダイおよびバティックは別料金になります。詳細はJuzo総合カタログ「インスピレーション・ディップダイ」のページをご参照ください。

注文方法	AGストッキング: ※つま先ありの場合は	JIAG+サイズ+カラー+丈+圧+m(マイクロシリコン) 例:JIAG2SES1m JIAG2SES1tm
	ATパンティストッキング: ※つま先ありの場合は	JIAT+サイズ+カラー+丈+圧 例:JIAT3PSX2 JIAT3PSX2t

サイズ表	既製品のサイズ表 (単位: cm)						
		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
	cH ヒップ	80-120					
	cG 股下	① 41.0-48.0	45.0-52.0	47.0-56.0	54.0-63.0	57.0-66.0	63.0-73.0
		② 49.0-58.0	53.0-63.0	57.0-68.0	64.0-75.0	67.0-79.0	74.0-85.0
		③ 41.0-58.0	45.0-63.0	47.0-68.0	54.0-75.0	57.0-79.0	63.0-85.0
	cF 太股部 本脚	41.0-55.0	45.0-60.0	47.0-65.0	54.0-72.0	57.0-76.0	63.0-82.0
	cE 膝	30.0-37.0	33.0-41.0	35.0-45.0	39.0-48.0	41.0-51.0	44.0-55.0
	cD 膝下	27.0-33.0	29.0-36.0	31.0-40.0	34.0-43.0	36.0-46.0	39.0-48.0
	cC ふくらはぎ 最大部	29.0-34.0	32.0-38.0	34.0-43.0	38.0-47.0	41.0-50.0	44.0-53.0
cB1 すね	23.0-27.0	25.0-30.0	27.0-33.0	30.0-36.0	32.0-38.0	35.0-41.0	
cB 足首	18.0-20.0	20.0-22.0	22.0-24.5	24.5-27.0	27.0-30.0	30.0-33.0	
cY かかと	26.5-30.5	29.5-32.5	31.5-35.0	34.0-37.5	36.5-41.0	39.5-45.0	
cA 足背	17.5-22.0	19.5-24.0	21.5-26.5	24.0-29.0	26.5-33.0	29.5-37.0	
	丈 L G (AG/AT) ノーマル(N) 72.0-83.0 ショート(S) 66.0-72.0 エクストラショート(X) 58.0-66.0						
	⌀ Z 22.5-27.5 ⌀ A 15.0-19.0						

